



Urinale Maschile Acciaio Inox

Codice GEF (SKU) 26578

EAN / GTIN 8023279265781

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Urinale uomo 1,2 l • Autoclavabile a 121°C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279265781

CODICE GEF

26578



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697