



Bacinella Reniforme Inox Profonda

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 26580

EAN / GTIN 8023279265804

Confezione 1

BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 304 - 18/8 - SPESSORE 0,6 mm -
AUTOCLAVABILI 121°C • BORDO ALTO • Bacinella - 162x77x31 mm
190 ml

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26580	162x77x31 mm	8023279265804	1
26581	207x98x39 mm	8023279265811	1
26582	247x122x43 mm	8023279265828	1
26583	309x149x59 mm	8023279265835	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279265804

CODICE GEF

26580



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697