



Bacinella Reniforme Inox con Coperchio

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26584

EAN / GTIN 8023279265842

Confezione 1

BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 304 - 18/8 - SPESSORE 0,6 mm -
AUTOCLAVABILI 121°C • BORDO ALTO con coperchio spesso 0,5 mm
• Bacinella - 200x95x35 mm 300 ml

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26584	200x95x35 mm	8023279265842	1
26585	247x122x43 mm	8023279265859	1
26589	309x149x59 mm	8023279265897	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279265842

CODICE GEF

26584



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697