



Bacinella Acciaio Inox Diametro 310 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26586

EAN / GTIN 8023279265866

Confezione 1

CATINI IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - AUTOCLAVABILI 121°C • Ø
superiore 310xh 72 mm - basso • Capacità 3 l

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279265866

CODICE GEF

26586



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697