



Urinale Verticale Acciaio Inox Diam.114x220 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26591

EAN / GTIN 8023279265910

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm
Urinale verticale uomo Dimensioni: Ø 114 x 220 mm - 1.5 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091299

EAN / GTIN

8023279265910

CODICE GEF

26591



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697