



# Urinale Maschile Diagonale Acciaio Inox Diametro 85x220 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26592

EAN / GTIN 8023279265927

Confezione 1

URINALE MASCHILE DIAGONALE - 1,5 l Ø 85x220 mm Strumentario  
in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

A06030399

EAN / GTIN

8023279265927

CODICE GEF

26592



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697