



## Padella Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26593

EAN / GTIN 8023279265934

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm  
Padella (tipo perfection) Dimensioni: 354 x 289 x 97 mm • Autoclavabile  
a 121°C • AISI 304

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26593	354x289x97 mm	8023279265934	1
26590	418x292x85 mm	8023279265903	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091299

EAN / GTIN

8023279265934

CODICE GEF

26593



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697