



Padella Acciaio Inox con Manico 418x292x85 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26594

EAN / GTIN 8023279265941

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm
Padella (tipo fracture) con manico tubolare Dimensioni: 418 x 292 x 85 mm • Autoclavabile a 121°C • AISI 304

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091299

EAN / GTIN

8023279265941

CODICE GEF

26594



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697