



Capsula Acciaio Inox Diametro 1

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26595

EAN / GTIN 8023279265958

Confezione 1

CAPSULE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - AUTOCLAVABILI 121°C •
CAPSULE TONDE • Ø 107xh 56 mm • Capacità 325 ml E' indicato il
diametro superiore.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26595	107 mm	8023279265958	1
26596	158 mm	8023279265965	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279265958

CODICE GEF

26595



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697