



Vassoio Dentale Acciaio Inox 208x109x15 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26600

EAN / GTIN 8023279266009

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Vassoio strumenti dentali Dimensioni: 208 x 109 x h 15 mm •
Autoclavabile a 121°C • AISI 304 • Senza coperchio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266009

CODICE GEF

26600



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697