



Vassoio Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

8 varianti

Codice GEF (SKU) 26601

EAN / GTIN 8023279266016

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Vassoio strumenti - senza coperchio Dimensioni: 210 x 160 x h 25 mm
• Autoclavabile a 121°C • AISI 304 • Senza coperchio

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26601	210x160x25 mm	8023279266016	1
26599	223x126x45 mm	8023279265996	1
26602	264x172x47 mm	8023279266023	1
26603	306x196x50 mm	8023279266030	1
26629	313x218x31 mm	8023279266290	1
26604	355x254x50 mm	8023279266047	1
26597	380x304x50 mm	8023279265972	1
26598	440x320x64 mm	8023279265989	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266016

CODICE GEF

26601



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697