



Vassoio+coperchio Inox

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) 26605

EAN / GTIN 8023279266054

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Vassoio strumenti - bordi arrotondati - con coperchio Dimensioni: 223 x
126 x h 45 mm • Autoclavabile a 121°C • AISI 304 • Con coperchio

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26605	223x126x45 mm	8023279266054	1
26606	264x172x47 mm	8023279266061	1
26607	306x196x50 mm	8023279266078	1
26608	355x254x50 mm	8023279266085	1
26609	440x320x64 mm	8023279266092	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266054

CODICE GEF

26605



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697