



Bacinella Reniforme 2

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26610

EAN / GTIN 8023279266108

Confezione 1

BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 304 - 18/8 - SPESSORE 0,6 mm -
AUTOCLAVABILI 121°C • BORDO BASSO • Bacinella - 207x128xh 33
mm 480 ml Caratteristiche tecniche • Autoclavabile a 121°C • AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26610	207x128x33 mm	8023279266108	1
26611	254x141x33 mm	8023279266115	1
26612	280x141x40 mm	8023279266122	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0402EAN / GTIN
8023279266108CODICE GEF
26610

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697