

GEF Medica

Vassoio di Mayo Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26613

EAN / GTIN 8023279266139

Confezione 1

Vassoio di Mayo - poco profondo • Non perforato • Dimensioni: 254 x 165 x h 18 mm • Autoclavabile a 121°C Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26613	254x165x18 mm	8023279266139	1
26614	350x252x16 mm	8023279266146	1
26615	432x295x19 mm	8023279266153	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266139

CODICE GEF

26613



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697