



Bicchiere per Medicine Inox

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **26620**EAN / GTIN **8023279266207**Confezione **1**

Bicchiere per medicine da 60 ml, graduato • Dimensioni: 53 x h 53 mm

• Autoclavabile a 121°C Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y150915

EAN / GTIN

8023279266207

CODICE GEF

26620

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697