



## CAPSULA INOX diametro 2

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **26621**EAN / GTIN **8023279266214**Confezione **1**

CAPSULE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - AUTOCLAVABILI 121°C •  
CAPSULE TONDE • Ø 208xh 84 mm • Capacità 1.940 ml E' indicato il  
diametro superiore

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26621	208	8023279266214	1
26622	258	8023279266221	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V0402**

EAN / GTIN

**8023279266214**

CODICE GEF

**26621**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697