



# Portacotone Inox Diam.1

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26624

EAN / GTIN 8023279266245

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm  
Portacotone - con coperchio Dimensioni: Ø 103 x 126 mm - 1 l •  
Autoclavabile a 121°C • AISI 304 • Con coperchio

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26624	diam.103x128 mm - 1litri	8023279266245	1
26623	diam.106x66mm - 0,5litri	8023279266238	1
26625	diam.127x162 mm - 2litri	8023279266252	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266245

CODICE GEF

26624



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697