



Portapinze Inox Diam. 55x1

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26626

EAN / GTIN 8023279266269

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Portapinze Dimensioni: Ø 55 x h 140 mm Autoclavabile a 121°C

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26626	55x140 mm	8023279266269	1
26627	55x180 mm	8023279266276	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266269

CODICE GEF

26626



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697