



Portatermometri Inox Diam. 33X80 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26628

EAN / GTIN 8023279266283

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Portatermometro Dimensioni: Ø 33 x h 80 mm Autoclavabile a 121°C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0399

EAN / GTIN

8023279266283

CODICE GEF

26628



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697