



Scodellino 80 Mm - Plastica - Graduato 200 Ml

Codice GEF (SKU) 26631

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi. Quattro valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica: • 50% più economici dei modelli in acciaio inox • autoclavabili illimitatamente a 135°C • design moderno e accattivante • più leggeri dei modelli in acciaio inox Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi. Quattro valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:
- 50% più economici dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili illimitatamente a 135°C
- design moderno e accattivante
- più leggeri dei modelli in acciaio inox Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
26631



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697