



## Bacinella Reniforme 300x65 Mm - Plastica - Graduata 1500 ML

Codice GEF (SKU) 26637

EAN / GTIN 15060098131125

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte  
Bacinella reniforme Dimensioni mm: 300xh 65 Graduazione: 1500 ml  
Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte Bacinella reniforme Dimensioni mm: 300xh 65 Graduazione: 1500 ml Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per amministrare procedure, per contenere soluzioni detergenti e per somministrare farmaci e fluidi. 4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:
- 50% più leggeri dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili: 1000 cicli garantiti
- design moderno e accattivante
- più economici dei modelli equivalenti in acciaio inox Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari. È consentita la pulizia in lavatrice, a ultrasuoni o a mano. Sterilizzazione in autoclave a 134,6°C (+2°C) per un minimo di 2 minuti. Sterilizzazione con ossido di etilene o perossido di idrogeno a 65°C al massimo. Made in the UK.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

15060098131125

CODICE GEF

26637



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697