



Vassoio

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 26638

EAN / GTIN 8023279266382

Confezione 1

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte
Vassoio strumenti - base scanalata piena Dimensioni mm: 200x150x51
Graduazione: - Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili
nelle sale operatorie, per amministrare procedure, per contenere
soluzioni detergenti e per somministrare farmaci e fluidi. 4 valide ragioni
per scegliere la gamma di contenitori in plastica:

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26638	200x150x51 mm - plastica	8023279266382	1
37717	266x175x42 mm - plastica	8023279377170	1
26639	300x250x52 mm - plastica	8023279266399	1
37715	375x300x75 mm - plastica	8023279377156	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266382

CODICE GEF

26638



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697