



## Vassoio Sagomato 270x180x41 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26640

EAN / GTIN 8023279266405

Confezione 1

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte  
Vassoio a scomparti Dimensioni mm: 270x180x41 Graduatoria: - Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per amministrare procedure, per contenere soluzioni detergenti e per somministrare farmaci e fluidi. 4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266405

CODICE GEF

26640



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697