



# Bacinella Reniforme Inox Economica

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 26641

EAN / GTIN 8023279266412

Confezione 1

Strumentario in acciaio inox, autoclavabile a 121° con spessore di 0,5 mm. Bacinella reniforme economica - bordi curvi - vassoio 6" · Dimensioni: 162 x 77 x 31 mm · Capacità: 190 ml Caratteristiche tecniche · Autoclavabile a 121°C · AISI 304

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26641	ECONOMICA-162x77x31mm	8023279266412	1
26642	ECONOMICA-207x98x39mm	8023279266429	1
26643	ECONOMICA-247x122x43mm	8023279266436	1
26644	ECONOMICA-309x149x59mm	8023279266443	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266412

CODICE GEF

26641



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697