

GEF Medica

Vassoio Perforato+coperchio Inox

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26646

EAN / GTIN 8023279266467

Confezione 1

Vassoio strumenti con bordi angolati • Perforato • Con coperchio •
Dimensioni: 223 x 126 x h 45 mm • Autoclavabile a 121°C Strumentario
in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26646	223x126x45 mm	8023279266467	1
26647	355x254x50 mm	8023279266474	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266467

CODICE GEF

26646



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697