



## PORTAFERRI MINI cordura

Codice GEF (SKU) 26649

EAN / GTIN 8023279266498

Confezione 1

Borsa portaferrini mini con chiusura zip. • Materiale: poliestere 600D (esterno) • Dimensioni: 18 x 14 x h 2 cm • Colore: Nero • Per 8 strumenti

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279266498

CODICE GEF

26649



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697