



PORTAFERRI cordura

Codice GEF (SKU) 26650

EAN / GTIN 8023279266504

Confezione 1

Borsa portaferrri con imbottitura di protezione in tessuto vellutato e chiusura in velcro. • Materiale: poliestere 600D (esterno) • Dimensioni: 19,5 x 15 x h 3 cm • Colore: Nero • Per 12 strumenti

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279266504

CODICE GEF

26650



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697