



## Vassoio di Mayo Perforato Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26651

EAN / GTIN 8023279266511

Confezione 1

Vassoio di Mayo - poco profondo • Perforato • Dimensioni: 350 x 252 x h 16 mm • Autoclavabile a 121°C Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279266511

CODICE GEF

26651



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697