



DRUM diametro 290 x h 160 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26683

EAN / GTIN 8023279266832

Confezione 1

Drum cilindrico per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.

• Diametro: 290 mm • Altezza: 160 mm • Materiale: Acciaio Inox AISI304
Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a secco. I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S010401

EAN / GTIN

8023279266832

CODICE GEF

26683



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697