



## DRUM diametro 340 x h 240 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26688

EAN / GTIN 8023279266887

Confezione 1

Drum cilindrico per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.

- Diametro: 340 mm • Altezza: 240 mm • Materiale: Acciaio Inox AISI304

Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a secco. I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S010401

EAN / GTIN

8023279266887

CODICE GEF

26688



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697