

Sonda Bottonuta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **26701**EAN / GTIN **8023279267013**Confezione **1**

SONDE IN ACCIAIO INOX. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L99

EAN / GTIN

8023279267013

CODICE GEF

26701

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697