



Cannula Asp. Frazier

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 26795

EAN / GTIN 8023279267952

Confezione 1

Cannula aspirazione Frazier Ø 2 mm (18 cm)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26795	2 mm	8023279267952	1
26796	3 mm	8023279267969	1
26793	4mm	8023279267938	1
26794	5 mm	8023279267945	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L030101

EAN / GTIN

8023279267952

CODICE GEF

26795



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697