



Cannula Asp. Rosen

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26797

EAN / GTIN 8023279267976

Confezione 1

Cannula aspirazione Rosen Ø 1,5 mm (15,5 mm) con adattatore LUER e valvola a sfera

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26797	1,5 mm	8023279267976	1
26798	3 mm	8023279267983	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L030101

EAN / GTIN

8023279267976

CODICE GEF

26797



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697