



Isterometro Sims

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26804

EAN / GTIN 8023279268041

Confezione 1

Isterometro Sims - malleabile - 33 cm - argentato. Strumento per ginecologia.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L99

EAN / GTIN

8023279268041

CODICE GEF

26804



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697