



Cannula Aspirazione Novak 23 Cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26807

EAN / GTIN 8023279268072

Confezione 1

Cannula Novak 23 cm - Ø 4 mm - acciaio inox

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

A06010103

EAN / GTIN

8023279268072

CODICE GEF

26807



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697