



Isterometro Martin Malleabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **26816**EAN / GTIN **8023279268164**Confezione **1**

Isterometro Martin - 30 cm - malleabile Impugnatura in ottone, filo di rame.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L99

EAN / GTIN

8023279268164

CODICE GEF

26816

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697