



## Set Dilatori di Hegar 14 Pezzi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26817

EAN / GTIN 8023279268171

Confezione 1

Set dilatori di Hegar. Include 14 dilatori cromati con Ø da 4 a 17 mm. Strumento per ginecologia.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L0509020299

EAN / GTIN

8023279268171

CODICE GEF

26817



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697