



## Tronchesino

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26883

EAN / GTIN 8023279268836

Confezione 1

Tronchesino per unghie incarnite in acciaio inox - 11,5 cm

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26883	11,5 cm	8023279268836	1
39770	14 cm con molla	8023279397703	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279268836

CODICE GEF

26883



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697