

Lame Bisturi Paragon

Dispositivo medico

Classe II A

8 varianti

Codice GEF (SKU) **26901**EAN / GTIN **5033955103019**Confezione **1**

LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili • Lame 10 Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Confezionate singolarmente in lamina metallica. Sterilizzate a raggi gamma. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO	EAN	CONFEZIONE
26901	N. 10	5033955103019	1
26902	N. 11	5033955103033	1
26903	N. 12	5033955103040	1
26905	N. 20	5033955103064	1
26906	N. 21	5033955103071	1
26907	N. 22	5033955103088	1
26908	N. 23	5033955103101	1
26909	N. 24	5033955103118	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V010302

EAN / GTIN

5033955103019

CODICE GEF

26901

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697