



# Lame Bisturi Paragon N.15t

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 26904

EAN / GTIN 5033955103927

Confezione 1

LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili • Lame 15T Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Confezionate singolarmente in lamina metallica. Sterilizzate a raggi gamma. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V010302

EAN / GTIN

5033955103927

CODICE GEF

26904



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697