



# Lame Bisturi Paragon N.23

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 26908

EAN / GTIN 5033955103101

Confezione 1

LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili · Lame 23 Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Confezionate singolarmente in lamina metallica. Sterilizzate a raggi gamma. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**V010302**EAN / GTIN  
**5033955103101**CODICE GEF  
**26908**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697