



## Bisturi Paragon

Dispositivo medico

Classe IIa

8 varianti

Codice GEF (SKU) 26920

EAN / GTIN 5033955105013

Confezione 1

BISTURI "PARAGON" CON LAMA INOX - monouso sterili • Lama 10 La presa sull'impugnatura di plastica permette di effettuare incisioni lunghe e precise. Confezionati singolarmente in bustine sterili, con rinforzo a protezione della lama e in scatole da 10 pezzi Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE Made in the UK.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26920	N.10 - monouso sterili	5033955105013	1
26921	N.11 - monouso sterili	5033955105037	1
26922	N.12 - monouso sterili	5033955105044	1
26924	N.20 - monouso sterili	5033955105068	1
26925	N.21 - monouso sterili	5033955105075	1
26926	N.22 - monouso sterili	5033955105082	1
26927	N.23 - monouso sterili	5033955105105	1
26928	N.24 - monouso sterili	5033955105112	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V010102

EAN / GTIN

5033955105013

CODICE GEF

26920



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697