



Bisturi Paragon N.15t

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 26923

EAN / GTIN 5033955105921

Confezione 1

BISTURI "PARAGON" CON LAMA INOX - monouso sterili • Lama 15T
La presa sull'impugnatura di plastica permette di effettuare incisioni lunghe e precise. Confezionati singolarmente in bustine sterili, con rinforzo a protezione della lama e in scatole da 10 pezzi Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE Made in the UK.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V010102

EAN / GTIN

5033955105921

CODICE GEF

26923



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697