



Kit Sutura Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26931

EAN / GTIN 8023279269314

Confezione 1

Contenuto del kit: Telino Pinza chirurgica Porta aghi Pinza anatomica Pinza ad anelli

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
26931	Kit 1	8023279269314	1
26949	Kit 2	3800232424646	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

T0202

EAN / GTIN

8023279269314

CODICE GEF

26931

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697