



# Kit Cateterismo Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **26933**

EAN / GTIN **8023279269338**

Confezione **1**

Contenuto del kit: Telino Pinza ad anelli 3 tamponi di garza Guanti in vinile Sacchetto monouso grande

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**T0203**

EAN / GTIN

**8023279269338**

CODICE GEF

**26933**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697