



## Lame Carbonio Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

9 varianti

Codice GEF (SKU) 27000

EAN / GTIN 8023279270006

Confezione 1

LAME MONOUSO - sterili - dispenser da 100 lame • Acciaio al carbonio Le lame chirurgiche sono disponibili in acciaio al carbonio o in acciaio inox di alta qualità. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio. Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | NUMERO | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 27000            | N. 10  | 8023279270006 | 1          |
| 27001            | N. 11  | 8023279270013 | 1          |
| 27002            | N. 12  | 8023279270020 | 1          |
| 27003            | N. 15  | 8023279270037 | 1          |
| 27004            | N. 20  | 8023279270044 | 1          |
| 27005            | N. 21  | 8023279270051 | 1          |
| 27006            | N. 22  | 8023279270068 | 1          |
| 27007            | N. 23  | 8023279270075 | 1          |
| 27008            | N. 24  | 8023279270082 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II ACND  
V010302EAN / GTIN  
8023279270006CODICE GEF  
27000

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697