



Lame Carbonio No. 15c Sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 27009

EAN / GTIN 8023279270099

Confezione 1

LAME MONOUSO - sterili - dispenser da 100 lame • Acciaio al carbonio Le lame chirurgiche sono disponibili in acciaio al carbonio o in acciaio inox di alta qualità. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio. Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V010302

EAN / GTIN

8023279270099

CODICE GEF

27009



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697