



Lame Diamantine Inox Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

8 varianti

Codice GEF (SKU) **27010**EAN / GTIN **8023279270105**Confezione **1**

LAME MONOUSO - sterili - dispenser da 100 lame • Acciaio inox
Diamantine LAME DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI Lame
affilissime di alta qualità con rivestimento in nitruro di zirconio fuso
sul tagliente per soddisfare i requisiti chirurgici più rigorosi. Tagliente
durevole che rimane affilato anche dopo innumerevoli incisioni. Il
materiale simile a diamante crea un tagliente molto duro che non si
smussa neanche a seguito degli impieghi più impegnativi.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | NUMERO | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 27010 | N. 10 | 8023279270105 | 1 |
| 27011 | N. 11 | 8023279270112 | 1 |
| 27013 | N. 15 | 8023279270136 | 1 |
| 27014 | N. 20 | 8023279270143 | 1 |
| 27015 | N. 21 | 8023279270150 | 1 |
| 27016 | N. 22 | 8023279270167 | 1 |
| 27017 | N. 23 | 8023279270174 | 1 |
| 27018 | N. 24 | 8023279270181 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V010101

EAN / GTIN

8023279270105

CODICE GEF

27010

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697