



Lame Diamantine Inox N. 11 Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 27011

EAN / GTIN 8023279270112

Confezione 1

LAME MONOUSO - sterili - dispenser da 100 lame • Acciaio inox
Diamantine LAME DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI Lame
affilatissime di alta qualità con rivestimento in nitruro di zirconio fuso
sul tagliente per soddisfare i requisiti chirurgici più rigorosi. Tagliente
durevole che rimane affilato anche dopo innumerevoli incisioni. Il
materiale simile a diamante crea un tagliente molto duro che non si
smussa neanche a seguito degli impieghi più impegnativi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V010101EAN / GTIN
8023279270112CODICE GEF
27011

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697