



## Lame Inox Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

9 varianti

Codice GEF (SKU) 27020

EAN / GTIN 8023279270204

Confezione 1

LAME MONOUSO - sterili - dispenser da 100 lame • Acciaio inox Le lame chirurgiche sono disponibili in acciaio al carbonio o in acciaio inox di alta qualità. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio. Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO	EAN	CONFEZIONE
27020	N. 10	8023279270204	1
27021	N. 11	8023279270211	1
27022	N. 12	8023279270228	1
27023	N. 15	8023279270235	1
27024	N. 20	8023279270242	1
27025	N. 21	8023279270259	1
27026	N. 22	8023279270266	1
27027	N. 23	8023279270273	1
27028	N. 24	8023279270280	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**V010302**EAN / GTIN  
**8023279270204**CODICE GEF  
**27020**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697